



Reinigungsindikator für die Flächenreinigung - CLEANtest K-Indikatoren

Produktinformation

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich: | Indikator zur Eigenkontrolle der Reinigungswirkung der Flächenreinigung sowie der Oberflächenreinigung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten |
| Bezugsnorm: | DIN ISO/TS 15883-5 |
| Spezifikation: | Prüfanschmutzung: farbig(rot) modifizierte RAMS Substrat/Träger: selbstklebende durchsichtige Folienpunkte Prüfung: Ja-Nein-Nachweis Verpackungseinheit: 108 Reinigungsindikatoren auf zwei Bogen a 54 Reinigungsindikatoren Haltbarkeit: bei ordnungsgemäßer Lagerung 12 Monate Lagerung: Raumtemperatur, lichtgeschützt, nicht über 65 % relativer Luftfeuchte Toxikologie: die Prüfanschmutzung enthält keine giftigen Stoffe |
| Anwendungshinweise: | Die Indikatoren werden an kritischen Oberflächenstellen aufgeklebt. Nach dem Reinigungsprozess werden die Indikatoren auf Restanschmutzung bewertet. Wenn keine farbige Prüfanschmutzung mehr erkennbar ist, war die Reinigung erfolgreich. Die CLEANtest K-Indikatoren können zur Nachweisführung erneut eingeklebt werden. Die konkrete Verfahrensweise der Eigenkontrolle ist von der Prüfungsaufgabe abhängig und ist in der Beipackinformation beschrieben. Ein direkter Rückschluss der Ergebnisse der Prüfung auf die vollständige und ordnungsgemäße Reinigung aller Oberflächen wird ausgeschlossen. |

Technische Änderungen vorbehalten.